



Combisart®

La rampa multipla universale



Applicazioni

Il sistema Combisart è la rampa multipla in acciaio inox ideale per la massima flessibilità, praticità ed affidabilità nel controllo di qualità microbiologica di prodotti filtrabili. Il sistema Combisart consente la scelta degli apparecchi e del materiale di consumo ottimali per ogni specifica esigenza di controllo qualità, grazie alla sua modularità in combinazione con gli accessori standard Sartorius.

La base del sistema Combisart è una rampa in acciaio inox su cui possono essere montati tutti i tipi di apparecchi filtranti ed imbuti:

- unità pronte per l'uso come i monitor Biosart 100 o gli imbuti Biosart 250, Microsart Funnel 100 | 250, e Microsart® @filter 100 | 250
- unità sterilizzabili a fiamma come gli imbuti in acciaio inox per la conta di UFC
- portafiltri autoclavabili in vetro e policarbonato

Caratteristiche

Una speciale caratteristica del Combisart è la possibilità di aerare singolarmente ciascuna unità filtrante, escludendo quindi qualsiasi contaminazione secondaria del filtro dal basso.

Inoltre, se nel tempo cambiano esigenze ed applicazioni, con Combisart è possibile passare da portafiltri riutilizzabili ad unità monouso senza ulteriori investimenti in nuove attrezzature.

I nuovi sistemi Combisart-CS, forniti completi di imbuti in acciaio inox, offrono ulteriori vantaggi esclusivi, quali l'aerazione sterile con filtro Minisart in PTFE da 0,2 μm (3 compresi nella fornitura), la possibilità di autoclavare singolarmente ogni unità filtrante, l'operatività regolabile per l'uso da parte di persone mancine.

A richiesta è disponibile l'opuscolo in lingua inglese con la descrizione dettagliata dei sistemi Combisart.

Codici

16841	base con portafiltro (50mm) per imbuti in acciaio inox e Biosart 100 250
16844	rampa a 1 posto, senza portafiltro
16842	rampa a 3 posti, senza portafiltro, mm 435/103/120 (lungh.x alt.x largh.)
16843	rampa a 6 posti, senza portafiltro, mm 910/103/120
16219-CS	rampa completa di 1 imbuto da 100 ml + coperchio
16201-CS	rampa completa di 1 imbuto da 500 ml + coperchio
16824-CS	rampa completa di 3 imbuti da 100 ml + coperchi
16828-CS	rampa completa di 3 imbuti da 500 ml + coperchi
16832-CS	rampa completa di 6 imbuti da 100 ml + coperchi
16831-CS	rampa completa di 6 imbuti da 500 ml + coperchi
16840	supporto per base singola con portafiltro (50mm), per imbuti in acciaio inox e Biosart 100 250
16824	adattatore silicone per Biosart 100 su 16840 o 16841
16835	adattatore acciaio inox con tappo in silicone per monitor Biosart 100 su rampe 16844, 16842 e 16843
16836	adattatore acciaio inox con tappo in silicone per apparecchi in vetro 16306 su rampe 16844, 16842 e 16843
16837	adattatore acciaio inox con tappo in silicone per apparecchi in vetro 16307 su rampe 16844, 16842 e 16843
1ZU--0002	Microsart® Base con portafiltro Ø 47 mm per imbuti monouso Microsart® Funnel e Microsart® @filter 100 250

Sartorius Stedim Italy S.p.A.
Via dell'Antella 76/A
50012 Antella - Bagno a Ripoli (FI)
Tel. +39 055 634041
Fax +39 055 6340526
infoweb.italy@sartorius.com
www.sartorius.it

La rampa multipla universale Combisart può essere impiegata con qualsiasi combinazione dei diversi tipi di dispositivi filtranti Sartorius: Biosart 100 e 250, Microsart Funnel 100 | 250, , imbuto in acciaio inox, apparecchi in policarbonato da 47mm, in vetro da 25 mm e 50 mm



Imbuti in acciaio inox 40, 100, 500 ml

Per conta di UFC o di particelle.

Codici:

6981004	40 ml
6981065	100 ml
6981002	500 ml



BioSart® 100 Monitor, 100 ml

Per conta di UFC.

Codici:

16401-47-07-ACK	membrana 0,2 µm, 47 mm, bianca/griglia nera
16401-47-06-ACK	membrana 0,45 µm, 47 mm, bianca/griglia nera
16403-47-07-ACK	membrana 0,45 µm, 47 mm, grigia/griglia bianca



BioSart® 250 imbuto, 250 ml

Per conta di UFC o di particelle.

Codici:

16407 25 ALK	conf. da 50, in 5 involucri da 10 pezzi cad., sterili
16407 25 ACK	conf. da 50, in busta singola sterile



Microsart® Funnel 100, 100 ml

Per conta di UFC o di particelle.

Codici:

16A07--10-----N	conf. da 100, in 5 involucri da 20 pezzi cad., sterili
16408	dispensatore per Microsart Funnel 100



Apparecchi in policarbonato, 250 ml

Codice:

16511	per membrane da 47 mm, imbuto da 250 ml e coperchio a chiusura ermetica
-------	---



Apparecchi in vetro, 30 ml

Per raccolta e rimozione di particelle.

Codici:

16306	per membrane da 25 mm con supporto portafiltro in vetro
16315	per membrane da 25 mm con supporto portafiltro in acciaio inox rivestito in PTFE



Apparecchi in vetro, 250 ml

Per conta di UFC o di particelle.

Codici:

16307	per membrane da 50/47 mm con supporto portafiltro in vetro
16316	per membrane da 50/47 mm con supporto portafiltro in acciaio inox rivestito in PTFE

Sartorius Stedim Italy S.p.A.
Via dell'Antella 76/A
50012 Antella - Bagno a Ripoli (FI)
Tel. +39 055 634041
Fax +39 055 6340526
info@sartorius.it | www.sartorius.it
www.sartorius-stedim.com

Specifications subject to change without notice. Printed and copyrighted by Sartorius Stedim Biotech GmbH. | W Publication No.: SM2001-i09121 Ver. 12 | 2009